

RESPIRADOR OXILOG 2000



PIEZAS DEL RESPIRADOR



MONTAR EL RESPIRADOR

- Poner la línea de presión



MONTAR EL RESPIRADOR

-Poner la tubuladura al respirador



MONTAR EL RESPIRADOR

- Montar la válvula espiratoria



MONTAR EL RESPIRADOR

- Montar la válvula en la línea de presión



MONTAR EL RESPIRADOR

- Montar la tubuladura en la válvula



MONTAR EL RESPIRADOR

- Poner el filtro a la válvula



ENCHUFAR EL RESPIRADOR

- Si no estuviera enchufado se descarga la batería y cuando se necesite no va a funcionar



Problemas que pudieran ocurrir

- Revisar válvula espiratoria
 - a) mirar membrana amarilla
 - b) ajustar pieza donde va la membrana amarilla



Problemas que pudieran ocurrir

- Revisar la tubuladura, por si tuviera alguna rotura
- Revisar línea de presión, por si estuviera mal ajustada